

# Vasofix<sup>®</sup> Safety

Perifere intraveneuze katheter met  
bijspuitpoort en vleugels

## Voordelen voor gebruikers:

- Minder kans op prikaccidenten
- Efficiënter inbrengen

Passief veiligheidsmechanisme  
wordt automatisch geactiveerd



Vleugels/stabilisatie platform

Universele slijping




PUR of FEP katheter


Bijspuitpoort met  
draaibare afsluitedop

## Dubbele flashback technologie

- Naald flashback bevestigt dat de naald in de ader zit.
- Katheter flashback bevestigt plaatsing van de katheter.





Naald flashback



Katheter flashback

Verwijderbare  
ontluchtingsdop



Vasofix® Safety	Gauge	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer	
						Kathetermateriaal	
						FEP	PUR
	■ 24	19	0.7	22	50	-	4269071S-01
	■ 22	25	0.9	36		4268091S-01	4269098S-01
	■ 20	25	1.1	65		-	4269217S-01
	■ 20	33	1.1	61		4268113S-01	4269110S-01
	■ 18	33	1.3	103		4268334S-01	4269330S-01
	■ 18	45	1.3	96		4268130S-01	4269136S-01
	□ 17	45	1.5	128		4268156S-01	4269152S-01
	■ 16	50	1.7	196		4268172S-01	4269179S-01
	■ 14	50	2.2	343		4268210S-01	4269225S-01

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | [customercare.nl@bbraun.com](mailto:customercare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.