

Manipler® AZ

Steriele huidnietmachine voor het sluiten van chirurgische wonden

De Manipler® AZ huidnietmachine zorgt voor een snelle, gemakkelijke en betrouwbare sluiting van de opperhuid.¹ En kan worden gebruikt voor het sluiten van chirurgische wonden. De nietjes bestaan uit medisch roestvrijstaal en bieden een uitstekende weefselcompatibiliteit. Door de samenstelling zorgen de nietjes voor minder weefseltractie en een goede penetratiediepte.¹



Voordelen

Duidelijk zicht op het wondgebied

Je kijkt gemakkelijk over de speciale schuine kop voor goede positionering bij aanbrengen van de nietjes.

Minder weefseltractie

Bij verwijdering trekken de nietjes zich terug, zonder tractie aan de wond te veroorzaken.¹

Optimale wondgenezing

Nauwkeurige uitlijning van de wondranden draagt bij aan een optimale wondgenezing.

Snelle wondsluiting

Wondsluiting met een huidnietmachine is over het algemeen sneller dan traditionele hechtingen, wat vooral handig is bij lange wonden.²

Product	Verpakkingseenheid	Artikelnr.
Manipler® AZ	6 stuks	783100
Skin staple remover – single use	6 stuks	783101

Referenties

1. Data on file, B. Braun Surgical S.A.

2. Sutures versus staples for wound closure in orthopaedic surgery: a pilot randomized controlled trial, Patient Saf Surg 2013 Feb.

B. Braun Medical B.V. | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

Productspecificaties

- Automatische nietjesinjectie
- Magazijn met 35 voorgeladen nietjes
- Uitlijningsindicator voor gecentreerde plaatsing op 5 mm afstand
- Ergonomisch design
- Lichtgewicht
- Nietjes niet resorbeerbaar
- Individueel steriel verpakt
- Geschikt voor eenmalig gebruik

Positionering

Door de nietjes 5-7 mm uit elkaar te plaatsen, kan een wond van 25 cm worden gesloten.

